



Epilator IPL TrustTech JDK-1005



Instrucțiuni de folosire

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

- Nu aplica epilatorul sau produse de îngrijire (gel de aloe vera etc.) înainte de utilizarea Aparatului și folosiți produsul conform instrucțiunilor din manual.
- Citește instrucțiunile cu atenție și păstrează-le pentru referință. Dacă ai întrebări, contactează serviciul clienți.
- PERICOL:**
 - Atenție! Nu utiliza acest produs lângă căldă, duș, chiuvetă sau alte obiecte cu apă. Răstărea produsului și adăptarea de curent uscate. Dacă produsul este deteriorat, nu atinge piesele interne pentru a evita șocul electric.
 - Nu introduce obiecte în produs. Nu depozita produsul în apă.
 - Nu folosi produsul fără protecție de protecție. Ochelarii reduc efectul luminii asupra ochilor, dar nu oferă protecție completă. Ține ochii închisi și evită să privești direct lumina.
 - Recomandăm să porți ochelari de protecție la fiecare utilizare. Deși lumina nu dăunează direct ochilor, poate cauza disconfort.
 - Dacă aplici pe zone greu accesibile, cere ajutorul altcuia.
 - Dacă părul are peste 1mm, rade zona mai întâi. Părul lung poate avea la suprafață și produce miros neplăcut.
 - Curăță și usucă pielea înainte de utilizare. Pielea murdă sau umedă reduce eficiența și poate cauza arsură.
 - Nu lăsa copil sau 35 ani să atingă sau să folosească produsul.
 - Pentru diferența zone ale corpului, ajustează nivelul intensității luminii în funcție de culoarea pielii.

ATENȚIE

- Nu folosi acest instrument pe pielea naturală neagră.
- Nu va expune la soare înainte de epilare.
- Nu înghețați produsul înainte de epilare.
- La prima utilizare, însoțit cu creșterea intensității.
- Evitați utilizarea produsului în timpul menstruației.
- Puneți ochelari de protecție împotriva luminii în timpul utilizării.
- Nu folosiți în medii cu lumină pentru a evita defectarea aparatului.
- Nu lăsați și nu zgăritui violent acest instrument.

STRUCTURA (Epilator IPL cu răcire prin gheață)



- Admisie aer
- Afășaj cu o treaptă de intensitate
- Interfață priză DC

STRUCTURA (Epilator IPL cu răcire prin gheață)



- Buton pentru flash
- Panou de răcire (ice panel)
- Fereastra de flash

INTRODUCERE PRODUS

Produsul este conceput pentru a elimina părul în mod eficient și sigur, utilizând tehnologia IPL (Intense Pulsed Light). Este indicat pentru utilizare pe pielea deschisă și pentru reducerea creșterii părului. Produsul este conceput pentru a elimina părul în mod eficient și sigur, utilizând tehnologia IPL (Intense Pulsed Light). Este indicat pentru utilizare pe pielea deschisă și pentru reducerea creșterii părului.

Preșăirea înainte de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, este important să vă asigurați că pielea este curată și uscată. Evitați utilizarea produsului pe pielea umedă sau pe care ați aplicat produse cosmetice. Asigurați-vă că zona este curată și fără produse cosmetice înainte de a utiliza produsul.

Test de iradiere a pielii

Dacă acest produs este utilizat pentru prima dată sau dacă nu s-a fost efectuat recent testul similar cu alte dispozitive de epilare, testele pe piele trebuie realizate pe fiecare zonă cu următoarea a fi tratată. Testul este necesar pentru a verifica dacă pielea răspunde corect la radiație și pentru a determina sensibilitatea corectă de intensitate pentru fiecare parte a corpului.

- Selecție a zonă mică din zona cu următoarea a fi tratată.
- Notă: Nu încercați să utilizați acest produs pe părul extrem de dificil sau sensibil (de exemplu, zona din jurul ochilor).
- Apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porți aparatul și selectați prima treaptă de intensitate.
- Apăsați dispozitivul vertical pe piele, astfel încât fereastra de lumină să fie în contact direct cu pielea.
- Apăsați butonul de flash pentru a emite un impuls.
- Glidați dispozitivul pe piele către următoarea zonă cu următoarea a fi tratată.
- Creșteți treptat nivelul de intensitate, emițiți un flash, apoi deplasați dispozitivul către următoarea zonă. Repetați această operațiune la toate nivelurile din intervalul de intensitate recomandat pentru tipul dvs. de piele.
- După testul pe piele, verificați starea zonei după 2 ore. Dacă nu apar anomalii (roșeață, bășici etc.), puteți utiliza produsul în siguranță.

Esential pentru epilare

Epilarea în diferite zone

- Epilarea la sâni**
 - Înainte de epilare, vă rugăm să ștergeți zona de antiperspirant, parfum, cremă sau alte cosmetice aplicate la sâni.
 - Pentru pielea sensibilă, întindeți bine pielea, apoi efectuați epilarea.
 - Este normal ca pielea să simtă o ușoară senzație de arsură în timpul tratamentului.
- Epilarea zonei bikini**
 - Pentru zone cu pigment acumulat sau păr mai închis la culoare, folosiți treapta de intensitate scăzută. Se recomandă utilizarea treptei 1 înainte de adaptare.
- Epilarea mâinilor și picioarelor**
 - Zonele cu oase proeminente, de obicei, sunt mai sensibile decât restul corpului. Pentru a preveni arsurile, utilizați treapta de intensitate scăzută.
- Zone intermedii pentru epilare**
 - Zone cu arsură, părul încrețit, în jurul ochilor, albușul ochilor, mușchii și alte zone, sprâncene, păr, arsură soarelui și alte zone sensibile.
 - După epilare, evitați expunerea zonei tratate la soare UV timp de 24 de ore pentru a preveni arsurile soarelui.
 - Vă rugăm să aveți grijă să nu priviți direct în flash.

Instrucțiuni

Pasi pentru utilizarea modului de flash intermitent

1. Porniți dispozitivul de epilare.
2. Ajustați nivelul de intensitate în funcție de culoarea pielii.
3. Apăsați butonul de flash pentru a emite un impuls.
4. Glidați dispozitivul pe piele în direcția creșterii părului.
5. Repetați procesul pentru toate zonele dorite.

Proceduri pentru utilizarea funcției de răcire cu gheață

Utilizați funcția de răcire cu gheață pentru a reduce disconfortul și a calma pielea după epilare.

1. Apăsați butonul de răcire cu gheață.
2. Glidați dispozitivul pe piele în direcția creșterii părului.
3. Repetați procesul pentru toate zonele dorite.

Îngrijirea pielii (SKINCARE)

Îngrijirea pielii este esențială pentru a menține rezultatele și a preveni iritațiile.

1. Curățați pielea înainte de epilare.
2. Utilizați produse hidratante după epilare.
3. Evitați expunerea la soare direct după epilare.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚETINERE

Curățarea și întreținerea corectă sunt esențiale pentru durabilitatea produsului.

1. Curățați dispozitivul după fiecare utilizare.
2. Verificați starea bateriei și încărcăți-l în timp util.

CÂPE ELECTROMAGNETICE (CEM)

Produsul respectă toate standardele de reglementare aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

GAZANIE

Perioada de garanție a acestui produs poate varia în funcție de țara în care este vândut, conform legislației locale.

- Perioada standard de garanție: 2 ani de la data achiziției.
- Garanția acoperă defectele de fabricație.
- Defectele cauzate de uzul greșit, manipulare incorrectă sau factori externi nu sunt acoperite.
- Produsul defect va fi reparat sau înlocuit gratuit în perioada de garanție.

Nu sunt acoperite de garanție următoarele cazuri:

1. Daune cauzate de evenimente imprevizibile (incendii, cutremure, inundații etc.).
2. Utilizare greșită, abuz, condiții anormale de utilizare.
3. Deteriorări cauzate de demontarea aparatului, deplasarea componentelor (înlocuire, schimb etc.).
4. Daune cauzate de utilizarea în condiții neadecvate sau în afara scopului produsului, inclusiv supracălzirea.
5. Alte daune cauzate de factori externi în afara controlului producătorului.
6. Pierderi de natură comercială în urma activității, daunele corporale etc. în urma acoperirii de garanție.

